


**Figuur 1. Algoritme voor het diagnosticeren van hartfalen**



\* zie ook figuur 3 blz 47

** 400 pg/ml NT-proBNP	≈ 50 pmol/l NT-proBNP
125 pg/ml NT-proBNP	≈ 15 pmol/l NT-proBNP
100 pg/ml BNP	≈ 35 pmol/l BNP
35 pg/ml BNP	≈ 10 pmol/l BNP

**Figuur 2. Behandelalgoritme voor patiënten met hartfalen en een verminderde ejectiefractie**

